




“Move the Data – not the Caregiver!”

Valerio Signorelli

Managing Director Ascom DACH

ascom



Die richtigen Informationen, im richtigen Kontext, zur richtigen Zeit, an jedem Ort erhalten

Beschreibung der Lösungen

Hier wird eine Animation eingefügt werden (zu große Dateigröße)

- **Interoperabilität** von Medizingeräten unterschiedlichster Hersteller
- **Mobilisierung** der im Patientenzimmer auftauchenden Informationen & Alarme
- **Strukturierte Alarmierungsweiterleitung** mit Datenweiterleitung an ein PDMS
- Pro Fachkraft nur noch ein Endgerät, um **digitale Prozesse zu leben**
- Durch weitere intelligente und standardisierte Parameter, wie z.B. **Early-Warning-Scores**, unterstützen diese Informationen bei kritischen Entscheidungen, damit medizinische Massnahmen u.U. frühzeitiger getroffen werden können.

Myco 3 als Smartphone für Kliniken

Desinfizierbar, Barcode-Scanner (Closed-Loop, Logistik), Alarmierung, Schichtbetrieb 24/7, Android Apps


Myco 3 als Multifunktionsstool



Hier wird eine Animation eingefügt werden (zu große Dateigröße)

Dokumentation

Von analoger & fehleranfälliger zu digitalisierter & personenunabhängiger Dokumentation




Patientensicherheit

Alarmer filtern, priorisieren und in den richtigen Kontext setzen

1. Viele Informationen und Alarmer unterschiedlichster Prioritäten und Zusammenhänge entstehen.


2. Die Ascom Healthcare Plattform (Klasse 2IIb zertifiziert nach MDR) übernimmt die Filterung, Priorisierung und setzt die Informationen in den richtigen Kontext.

3. Die Informationen und Alarmer werden übersichtlich und patientenbezogen dort angezeigt, wo sie benötigt werden.



Alarmmanagement & PDMS ?

Alarmer filtern, priorisieren und in den richtigen Kontext setzen



Besten Dank

ascom